

Rabbit Anti-Mouse Cd83 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O88324

품목 번호: CM0011987

소개

유세포 분석에 대해 검증된 Rabbit anti-Mouse CD83 단일클론 항체로, 마우스 CD83 항원(O88324)을 표적합니다. 연구용으로 사용되며 마우스 면역 세포에 특이적으로 결합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
비고/별칭	mCD83
종(Species)	Mouse (마우스)
Gene ID (Human)	9308
Gene ID	12522
면역원(Immunogen)	마우스 CD83 (NP_033986.1)의 아미노산 22-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	O88324
단백질 분자량	21KDa
배송(Shipping)	아이스백