


## 유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd87 단일클론 항체 - P35456

품목 번호: CM0012488



### 소개

유세포 분석용 마우스 CD87(uPAR)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에 대해 검증되었습니다. 세포 이동과 조직 재형성에 관여하는 유로키나제 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-마우스 CD87 mAb                                                     |
| 비고/별칭       | Cd87; uPAR; u-PAR                                                     |
| 종           | 마우스                                                                   |
| GeneID (사람) | 5329                                                                  |
| GeneID      | 18793                                                                 |
| 면역원         | 재조합 단백질 마우스 CD87(NP_035243.1)의 아미노산 24-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 출처          | 토끼                                                                    |
| 분류          | 단일클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | FC                                                                    |
| 교차 반응성      | 마우스                                                                   |
| SWISS       | P35456                                                                |
| 단백질 분자량     | 24kDa/35kDa                                                           |
| 배송          | 얼음팩                                                                   |