


Rabbit Anti-Mouse Cd87 (Upar) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P35456

품목 번호: CM0006251



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스 CD87 (uPAR)를 표적하며, 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 플라스미노겐 활성화, 세포 이동 및 조직 재형성에 관여하는 GPI 고정 수용체를 인식합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD87 mAb
비고/별칭	Cd87; uPAR; u-PAR
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	5329
GeneID	18793
항원(Immunogen)	마우스 CD87 (NP_035243.1)의 아미노산 24-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P35456
단백질 분자량	24kDa/35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)