

Rabbit Anti-Mouse Cd88/C5Ar Mab - P30993

품목 번호: CM0007761



소개

유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 마우스 CD88/C5aR (C5aR1)을 타겟으로 합니다. 염증 및 면역 화학주성에 관여하는 이 G 단백질 결합 수용체의 N-말단 도메인을 타겟으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD88/C5aR mAb
비고/별칭	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msul
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	728
유전자 ID	12273
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD88/C5aR (NP_031603.2)의 아미노산 1-37에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P30993
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)