

유세포 분석용 마우스 Cd88/C5aR 토끼 단일클론 항체 - P30993

품목 번호: CM0011760



소개

유세포 분석용 접합 마우스 CD88/C5aR 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에서 39kDa C5a 아나필락시스독소 주화성 수용체 1(P30993)을 검출합니다. 염증 및 주화성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 CD88/C5aR에 대한 토끼 mAb
비고/별칭	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
종	마우스
GeneID (인간)	728
GeneID	12273
면역원	재조합 단백질 마우스 CD88/C5aR(NP_031603.2)의 아미노산 1-37에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P30993
단백질 분자량	39kDa
배송	얼음팩