


토끼 항마우스 Cd8a 단클론 항체 (Fc용) - P01731

품목 번호: CM0011936



소개

유세포 측정(FC)에 적합한 고품질 토끼 항마우스 CD8a 단클론 항체입니다. 마우스 CD8a(Ly-2, Ly-35; SWISS: P01731)와 특이적으로 반응합니다. 면역 프로파일링 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
반응 종	마우스
유전자ID (마우스)	12525
유전자ID (인간)	925
면역원	마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백