


Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoclonal Antibody For Fc - P01731

품목 번호: CM0004564



소개

유세포 분석(FC)에 대해 검증된 Rabbit anti-Mouse CD8a 모노클로날 항체 (27 kDa). T-세포 면역학 연구를 위해 마우스 CD8a (Lyt-2)를 인식합니다. Uniprot P01731.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	925
GeneID	12525
면역원(Immunogen)	마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)