


유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd8A 단일클론항체 - P01731

품목 번호: CM0012639



소개

마우스 CD8a (Lyt-2)에 대한 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 유효성이 확인되었습니다. 연구 및 진단 응용 분야에서 마우스 T 림프구의 면역 표현형 분석에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	12525
면역원	재조합 단백질 마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27KDa
배송	아이스백