


Rabbit Anti-Mouse Cd8A 단일클론 항체(유세포 분석용) - P01731

품목 번호: CM0010327



소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Mouse CD8a 단일클론 항체. T세포 표면 당단백질 CD8 알파 사슬(CD8a)(P01731)을 인식하며, 마우스 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD8a 단일클론 항체
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
유전자 ID(사람)	925
유전자 ID	12525
면역원	마우스 CD8a(NP_001074579.1)의 아미노산 28~196번 서열에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27KDa
배송	아이스팩