

토끼 항-마우스 Cd90.2 단일클론 항체(Fc용) - P01831

품목 번호: CM0009112

소개

마우스 CD90.2(Thy-1)에 대한 표지 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스 면역계 및 신경계에서 면역표현형 분석과 세포 간 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
GeneID (Human)	7070
GeneID	21838
면역원	마우스 CD90.2 제조합 단백질
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩