

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd90.2 단일클론항체 - P01831

품목 번호: CM0011596

소개

마우스 CD90.2(Thy-1.2)에 대한 접합 토끼
단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다.
면역표현형 분석 및 신경과학 연구에 이상적입니다.
CamelBio에서 원스톱 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID	21838
면역원	마우스 CD90.2 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백