

Rabbit Anti-Mouse Cd90.2 단일클론항체 (유세포분석용) - P01831

품목 번호: CM0010359

소개

마우스 CD90.2 (Thy-1.2)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론항체입니다. 면역학 연구에서 마우스 Thy-1 당단백질 발현의 민감하고 특이적인 유세포분석 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
GeneID (Human)	7070
GeneID	21838
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백