

유세포분석용 토끼 항-마우스 Cd90.2 단일클론 항체 - P01831

품목 번호: CM0009822

소개

유세포분석용 마우스 CD90.2 (Thy-1)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 단백질로 검증되었으며, 마우스와 교차 반응을 하여 면역학 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	7070
GeneID	21838
면역원(Immunogen)	마우스 CD90.2 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백