

Rabbit Anti-Mouse Cd94 Mab For Fc - O54707

품목 번호: CM0009941

소개

유세포 분석용 마우스 CD94(KLRD1)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에 대해 검증되었습니다. CD94는 NK 세포와 T 세포에 존재하며 자기와 비자기를 구별하는 데 관여하는 면역 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종	마우스
GeneID (인간)	3824
GeneID	16643
면역원	제조항 단백질 마우스 CD94(NP_034784.1)의 아미노산 59-179에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	O54707
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩