


Rabbit Anti-Mouse Cd95/Fas 단일클론항체 (유세포분석용) - P25446

품목 번호: CM0006077



소개

로 접합된 마우스 CD95/FAS (P25446)에 대한 토끼 단일클론항체 (유세포분석용). 세포사멸 및 면역 조절에 관여하는 마우스 FAS 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD95/FAS mAb
비고/별칭	lpr; AP01; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
종	마우스
GeneID (Human)	355
GeneID	14102
면역원	재조합 마우스 CD95/FAS 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25446
단백질 분자량	37KDa
배송 조건	아이스백