

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd97 단일클론 항체 - Q9Z0M6

품목 번호: CM0011777

소개

마우스 CD97(Adgre5)를 표적으로 하는 접합 토끼
단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다.
마우스 샘플에서 백혈구 부착, 이동 및 면역 세포
프로파일링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD97 mAb
비고/별칭	Cd97; TM7LN1
종	마우스
GeneID (Human)	976
GeneID (Mouse)	26364
면역원	마우스 CD97(NP_036055.2)의 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Z0M6
단백질 분자량	90KDa
배송	아이스백