

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd97 단일클론 항체 - Q9Z0M6

품목 번호: CM0008318

소개

이 접합 항-CD97 단일클론 항체는 마우스 CD97(접착 G 단백질 연결 수용체 E5)을 특이적으로 검출하며, 유세포 분석용으로 검증되어 백혈구의 접착 및 이동 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD97 mAb
비고/별칭	Cd97; TM7LN1
종	마우스
GeneID (인간)	976
GeneID	26364
면역원	마우스 CD97의 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_036055.2)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Z0M6
단백질 분자량	90KDa
배송	얼음팩