

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd98 단일클론 항체 - P10852

품목 번호: CM0009503



소개

마우스 CD98(SLC3A2/4F2hc)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, 세포 표면의 아미노산 수송체 중쇄를 인식합니다. 면역학 및 암세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD98 mAb
비고/별칭	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
종	마우스
유전자 ID (인체)	6520
유전자 ID (마우스)	17254
면역원	마우스 CD98(NP_032603.3)의 105-526 아미노산 서열에 해당하는 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P10852
단백질 무게	58kDa
배송	아이스팩