

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd98 단일클론 항체 - P10852

품목 번호: CM0008158



소개

마우스 CD98(SLC3A2/4F2)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 58 kDa 아미노산 수송체 중쇄에 결합하며, 마우스와 교차 반응합니다. 면역표현형 분석 및 수송체 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD98 mAb
비고/별칭	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
종	마우스
GeneID (사람)	6520
GeneID (마우스)	17254
면역원	마우스 CD98(NP_032603.3)의 아미노산 105-526에 해당하는 재조합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P10852
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩