

토끼 항마우스 Cx3Cr1 단클론 항체 (Fc용) - Q9Z0D9

품목 번호: CM0011438

소개

마우스 CX3CR1을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 이동, 미세아교세포 기능 및 장 면역에서 프랙탈카인 수용체의 역할 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CX3CR1 mAb
비고/별칭	mCX3CR1
종	마우스
유전자 ID	13051
면역원	마우스 CX3CR1 (NP_034117.3)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Z0D9
단백질 분자량	40 kDa
배송 방법	아이스 팩