

Rabbit Anti-Mouse Cxcr2/Il-8Rb Monoclonal Antibody For Fc - P35343

품목 번호: CM0009413

소개

유세포 분석용 컨쥬게이티드 토끼 항-마우스 CXCR2/IL-8RB 단일클론 항체입니다. 호중구 이동 및 염증 연구에 필수적인 케모카인 수용체 CXCR2를 표적합니다. 아이스백 배송.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Mouse CXCR2/IL-8RB mAb
비고/별칭	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
종(Species)	Mouse (마우스)
유전자 ID (인간)	3579
유전자 ID	12765
면역원(Immunogen)	마우스 CXCR2/IL-8RB (NP_034039.1)의 아미노산 1-44에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P35343
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)