


Rabbit Anti-Mouse E-Cadherin/Cd324 단일클론항체 (유세포분석용) - P09803

품목 번호: CM0011841



소개

로 표지된, 마우스 E-Cadherin (CD324)에 대한 토끼 유래 단일클론항체 (유세포분석용). 세포 표면 자연형 단백질 염색을 위한 세포외 도메인을 표적하며, 세포 접착 및 상피 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse E-Cadherin/CD324 mAb
비고/별칭	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
종 특이성	마우스
GeneID (인간)	999
GeneID (마우스)	12550
면역원	마우스 E-Cadherin/CD324 (NP_033994.1)의 아미노산 157-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P09803
단백질 분자량	98kDa
배송 조건	아이스백