


Rabbit Anti-Mouse E-Cadherin/Cd324 Monoclonal Antibody For Fc - P09803

품목 번호: CM0006034



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스 E-Cadherin/CD324를 표적하며, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스 E-Cadherin에 특이적으로 결합하며 교차 반응성은 보고되지 않았습니다. 상피세포 부착 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse E-Cadherin/CD324 mAb
비고/별칭	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
종 (Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	999
GeneID	12550
면역원 (Immunogen)	마우스 E-Cadherin/CD324 (NP_033994.1)의 아미노산 157-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P09803
단백질 분자량	98kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)