

Rabbit Anti-Mouse F4/80 단일클론항체 (유세포분석용) - Q61549

품목 번호: CM0005701

소개

로 접합된 마우스 F4/80 표적 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 검증되었습니다. 마우스 면역세포 집단 내 대식세포 식별에 이상적입니다. 마우스 특이적. 분자량 약 102 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse F4/80 mAb
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
종	마우스
유전자 ID (인간)	2015
유전자 ID	13733
면역원	재조합 단백질; 마우스 F4/80 (NP_034260.1)의 아미노산 28-644에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61549
단백질 무게	102kDa
배송	아이스백