

Rabbit Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Mab - P26151

품목 번호: CM0012575

소개

마우스 FcγRI/CD64를 표적으로 하는 고친화성 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. IgG 매개 선천 면역 및 적응 면역에서 중요한 수용체인 마우스 CD64를 검출합니다. 마우스 대식세포 연구에 적합하며, 정밀한 면역 프로파일링을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
비고/별칭	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
종	마우스
GeneID (인간)	2209
GeneID (마우스)	14129
면역원	재조합 단백질(마우스 FcγRI/CD64의 아미노산 25-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_034316.1))
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P26151
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩