

토끼 항마우스 FcγRI/CD64 단클론 항체 (Fc 용도) - P26151

품목 번호: CM0009625

소개

유세포 분석(FC)에 검증된 토끼 항마우스 FcγRI/CD64 단클론 항체입니다. 대식세포에 존재하는 고친화성 IgG Fc 수용체인 마우스 CD64에 특이적으로 결합하며, 직접 검출을 위해 로 접합되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항마우스 FcγRI/CD64 mAb                                              |
| 비고/별칭       | CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI                                           |
| 종           | 마우스                                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 2209                                                                |
| 유전자 ID      | 14129                                                               |
| 면역원         | 마우스 FcγRI/CD64 (NP_034316.1)의 아미노산 25-297에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                  |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | FC                                                                  |
| 교차 반응성      | 마우스                                                                 |
| SWISS       | P26151                                                              |
| 단백질 분자량     | 44kDa                                                               |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                               |