

Rabbit Anti-Mouse FcγRI/CD64 단일클론항체 (Fc용) - P26151

품목 번호: CM0005812

소개

유세포 분석(FC)용 Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 단일클론항체입니다. 대식세포의 고친화성 IgG Fc 수용체를 검출하며, 선천성 및 적응성 면역 연구에 필수적입니다. 마우스 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 단일클론항체
비고/별칭	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
종	마우스
GeneID (Human)	2209
GeneID	14129
면역원	마우스 FcγRI/CD64 (NP_034316.1)의 아미노산 25-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P26151
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백