

Rabbit Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P26151

품목 번호: CM0006132

소개

마우스 FcγRI/CD64 (SWISS: P26151)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 과 접합되었습니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응하고 분자량은 44 kDa입니다. 선천성 및 적응성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
비고/별칭	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	2209
GeneID	14129
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 - 마우스 FcγRI/CD64 (NP_034316.1)의 아미노산 25-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P26151
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)