

Rabbit Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P26151

품목 번호: CM0009768

소개

유세포 분석에 검증된 마우스 FcγRI/CD64에 대한 고친화도 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 선천성 및 적응성 면역 연구에서 대식세포 식별에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
비고/별칭	CD64; IGGHAFc; FcγRI
종	마우스
GeneID (인간)	2209
GeneID	14129
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P26151
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백