

유세포 분석용 토끼 항-마우스 FcγRI/CD64 단일클론 항체 - P26151

품목 번호: CM0005241

소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스 FcγRI/CD64 표적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 이 고친화성 IgG Fc 수용체는 대식세포 특이적이며 선천성 및 적응 면역에서 핵심적인 역할을 합니다. 연구용으로만 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 FcγRI/CD64 mAb
비고/별칭	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
종	마우스
유전자 ID (인체)	2209
유전자 ID	14129
면역원	마우스 FcγRI/CD64의 아미노산 25-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034316.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P26151
단백질 중량	44kDa
배송	아이스팩