

토끼 항-마우스 Flt3/Cd135 단일클론 항체(Fc용) - Q00342

품목 번호: CM0010647

소개

마우스 Flt3/CD135를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 조혈 줄기세포 및 전구세포와 수지상세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 Flt3/CD135 단일클론 항체
비고/별칭	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
종	마우스
유전자 ID (인간)	2322
유전자 ID	14255
면역원	재조합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00342
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백