

Rabbit Anti-Mouse Foxp3 Mab For Fc (Intra) - Q99Jb6

품목 번호: CM0011969



소개

세포 내 유세포 분석용 Rabbit anti-Mouse FOXP3 단일클론 항체. Treg 발달에 필수적인 전사 조절자인 mouse FOXP3 (scurfin)과 반응합니다. 마우스 샘플에 대해 검증됨. - Q99JB6

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse FOXP3 mAb
비고/별칭	sf; JM2; scurfin
종	마우스
Gene ID (Human)	50943
Gene ID	20371
면역원	마우스 Foxp3 (NP_473380.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원산	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q99JB6
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백