

토끼 항마우스 H-2Kd/H-2Dd 단클론 항체 (Fc용) - P01902 / P01900

품목 번호: CM0010340



소개

마우스 H-2Kd/H-2Dd MHC 클래스 I 분자를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석 검증이 완료되었으며 항원 제시 및 면역 반응에 대한 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 H-2Kd/H-2Dd mAb
비고/별칭	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
종	마우스
유전자 ID	14972/14964
면역원	마우스 H-2Kd/H-2Dd (NP_612564.1)의 아미노산 26-301에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01902/P01900
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백