

토끼 항-마우스 I-A 단일클론 항체, Fc용 - P14483

품목 번호: CM0012374



소개

마우스 MHC 클래스 II I-A(H-2I) 항원에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 마우스에 특이적이며, 항원 제시 및 적응 면역에 관한 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 I-A 단일클론 항체
비고/별칭	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb 및 I-Ek MHC 클래스 II 동종항원; Ia 항원; MHC II
종	마우스
GeneID(사람)	474382
GeneID	14961
면역원	마우스 H2-Ab1(NP_996988.2)의 아미노산 30-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P14483
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩