

Rabbit Anti-Mouse I-A Monoclonal Antibody For Fc - P14483

품목 번호: CM0005772



소개

마우스 I-A MHC class II alloantigens (H2-Ab1)에 특이적인 접합 토  항단일클론 항체. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 세포 외 도메인을 인식합니다. UniProt: P14483.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse I-A mAb
비고/별칭	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb 및 I-Ek MHC class II alloantigens; Ia Ag; MHC II
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	474382
GeneID	14961
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 마우스 H2-Ab1 (NP_996988.2)의 아미노산 30-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
 Category	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P14483
단백질 분자량	30kDaDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)