

유세포측정용 토끼 항마우스 Icos/Cd278 단클론항체 - Q9Wvs0

품목 번호: CM0008609

소개

마우스 ICOS/CD278을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론항체로, 유세포측정에서 특별히 검증되었습니다. 마우스와 반응하며, T세포 공동자극, 면역반응 및 T-B 세포 상호작용 연구에 이상적입니다. UniProt: Q9WVS0.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 ICOS/CD278 단클론항체
비고/별칭	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
반응 종	마우스
유전자ID (마우스)	54167
면역원	마우스 ICOS/CD278 (NP_059508.2)의 아미노산 21-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9WVS0
단백질 분자량	22KDa
배송 방법	아이스 팩