

Rabbit Anti-Mouse Icos/Cd278 단일클론항체 (유세포분석용) - Q9Wvs0

품목 번호: CM0010145

소개

로 접합된 마우스 ICOS/CD278 표적 토끼
단일클론항체로 유세포분석에 사용됩니다. 면역 반응에
관여하는 주요 T-세포 공동자극 수용체를 검출합니다.
마우스와 교차반응합니다. 단백질 분자량 약 22 KDa.
Q9WVS0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278 mAb
비고/별칭	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
종	마우스
GeneID (인간)	29851
GeneID (마우스)	54167
면역원	재조합 단백질/마우스 ICOS/CD278 (NP_059508.2)의 아미노산 21-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9WVS0
단백질 분자량	22 KDa
배송	아이스백