

## Rabbit Anti-Mouse Icos/Cd278 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Wvs0

품목 번호: CM0004867

### 소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스 ICOS/CD278를 표적하며, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T세포 공동자극, 면역 반응 및 T-B 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278 mAb                                    |
| 비고/별칭       | H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115                                       |
| 종(Species)  | Mouse                                                               |
| 유전자 ID (사람) | 29851                                                               |
| 유전자 ID      | 54167                                                               |
| 면역원         | 마우스 ICOS/CD278 (NP_059508.2)의 아미노산 21-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | Rabbit                                                              |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                             |
| 응용          | FC                                                                  |
| 十字 반응성      | Mouse                                                               |
| SWISS       | Q9WVS0                                                              |
| 단백질 분자량     | 22KDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |