

Rabbit Anti-Mouse Ifn-Gamma Monoclonal Antibody For Fc (Intra) - P01580

품목 번호: CM0010520

소개

마우스 인터페론 감마(IFNG, P01580)에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체. 세포 내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)용으로 설계되었으며, 마우스와 교차 반응하고 면역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IFN-gamma mAb
비고/별칭	Ifg; If2f; IFN-g
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3458
GeneID	15978
면역원(Immunogen)	마우스 IFN-gamma (NP_032363.1)의 아미노산 1-155에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P01580
단백질 분자량	18 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)