

유세포 분석(세포 내)을 위한 토끼 항-마우스 Ifn-감마 단일클론 항체 - P01580

품목 번호: CM0012349

소개

세포 내 유세포 분석을 위한 결합 토끼 항-마우스 IFN-감마 단일클론 항체. 마우스 IFN-감마에 특이적인 이 항체는 면역학 연구 및 진단 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 IFN-감마 mAb
비고/별칭	Ifg; If2f; IFN-g
종	마우스
GeneID (인간)	3458
GeneID	15978
면역원	재조합 단백질 마우스 IFN-감마의 아미노산 1-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_032363.1).
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01580
단백질 분자량	18 kDa
배송	아이스백