

Rabbit Anti-Mouse Iga (Fc) Mab

품목 번호: CM0004996

소개

로 표지된, 마우스 IgA (Fc 영역)를 표적하는 토끼 단일클론 항체. 세포 내 유세포 분석(FC)용으로 설계되었습니다. 아미노산 99-344에 해당하는 재조합 면역원을 사용한 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	Rabbit anti-Mouse IgA (Fc) mAb
종	마우스
면역원	마우스 IgA의 아미노산 99-344 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
배송	아이스백