

토끼 항-마우스 IgA (Fc) 단클론 항체

품목 번호: CM0004781

소개

마우스 IgA Fc 영역을 특이적으로 인식하는 고품질 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역학 및 점막 면역 연구에서 세포내 유세포 분석(FC intra)에 이상적입니다. CamelBio의 신뢰할 수 있는 IVD 원재료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항-마우스 IgA (Fc) mAb
종	마우스
면역원	마우스 IgA의 아미노산 99-344번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (intra)
교차 반응성	마우스
배송	아이스 팩