


토끼 항-마우스 IgE 단일클론 항체 (Fc용) - P06336

품목 번호: CM0005253



소개

마우스 IgE의 불변영역을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석에 적합합니다. 마우스 IgE와 특이적으로 반응합니다. 분자량은 약 47 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항-마우스 IgE mAb
비고/별칭	IGHE, Ig 엠실론 사슬 C 영역
종	마우스
면역원	마우스 IgE (P06336)의 아미노산 83-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06336
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩