


## 유세포 분석 (세포내)용 토끼 항-마우스 IgE 단클론 항체 - P06336

품목 번호: CM0011739



### 소개

마우스 IgE 중쇄 불변 영역을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석에서 검증되었습니다. 알레르기 및 면역 마우스 모델에서 IgE를 발현하는 B 세포와 형질세포를 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 토끼 항-마우스 IgE 단클론 항체                                              |
| 비고/별칭   | IGHE, Ig 오프실론 사슬 C 영역                                            |
| 종       | 마우스                                                              |
| 면역원     | 제조항 단백질; 마우스 IgE (P06336)의 아미노산 83-421에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                               |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                           |
| 적용 분야   | FC (세포내)                                                         |
| 교차 반응성  | 마우스                                                              |
| SWISS   | P06336                                                           |
| 단백질 분자량 | 47kDa                                                            |
| 배송 방식   | 아이스팩                                                             |