


유세포 측정(세포내)용 토끼 항마우스 IgE 단클론 항체 - P06336

품목 번호: CM0008960



소개

마우스 IgE 불변 영역(P06336)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 측정에서 검증되었습니다. 알레르기 및 기생충 질환에서 IgE 매개 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 IgE mAb
비고/별칭	IGHE, Ig 엠실론 사슬 C 영역
종	마우스
면역원	마우스 IgE(P06336)의 아미노산 83-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06336
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩