


유세포분석용 마우스 IgG1 항토끼 Mab - P01868

품목 번호: CM0011425



소개

유세포분석용 토끼 항-마우스 IgG1 단클론항체. 재조합 단백질 면역원으로, 마우스 IgG1에 특이적입니다. 진단 분석법 개발 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 IgG1 mAb
비고/별칭	IgG1
종	마우스
면역원	마우스 IgG1(P01868)의 아미노산 98~324에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 종	토끼
분류	단클론항체
적용 분야	유세포분석
교차 반응성	마우스
SWISS	P01868
단백질 중량	36kDa
배송	아이스팩