


Rabbit Anti-Mouse IgG1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01868

품목 번호: CM0009721



소개

마우스 IgG1 불변 영역을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플을 사용하는 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 면역학 연구 및 진단 검사 개발 시 아이소타입 특이적 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IgG1 mAb
비고/별칭	IgG1
종(Species)	마우스
면역원	마우스 IgG1 (P01868)의 아미노산 98-324에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01868
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백