


유세포측정용 토끼 항마우스 IgG1 단클론 항체 - P01868

품목 번호: CM0006003



소개

유세포측정(FC)에 적합한 고친화성 접합 토끼 항마우스 IgG1 단클론 항체입니다. 재조합 면역원이 불변 영역을 표적으로 하며, 마우스 시료에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 IgG1 단클론항체
비고/별칭	IgG1
종	마우스
면역원	마우스 IgG1(P01868)의 아미노산 98-324번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01868
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩