

토끼 항마우스 IgG2B 단클론 항체 (Fc용) - P01867-2

품목 번호: CM0008741

소개

마우스 IgG2b (Igh-3)를 표적으로 하는 이 결합된 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플을 이용한 유세포분석(FC)에서 검증되었으며, 면역 프로파일링 및 아이소타입 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 IgG2b mAb
비고/별칭	IgG2b, Igh-3, gamma2b
종	마우스
유전자ID	16016
면역원	마우스 IgG2b (P01867-2) 아미노산 14-113번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01867-2
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩