

Rabbit Anti-Mouse IgM Mab - P01872

품목 번호: CM0010872



소개

마우스 IgM 중쇄의 불변 영역을 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체. 마우스 IgM을 발현하는 B 세포의 유세포 분석(FC) 검출에 검증되었으며, 면역글로불린 및 체액성 면역 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종	마우스
면역원	마우스 IgM(P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백